


# Emergence<sup>®</sup>

*Scheda Prodotto*



*Cotile di tipo Charnley  
cementato con bordo*



# Referenze

## Cups / Cupules EMERGENCE


	EMERGENCE PEXEL		EMERGENCE PEXEL-E	
	Ø 22 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)	Ø 32 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 40			H23 XE2840	
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 42	H23 E2242		H23 XE2842	
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 44	H23 E2244	H23 E2844		H23 XE3244
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 46		H23 E2846		H23 XE3246
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 48		H23 E2848		H23 XE3248
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 50		H23 E2850		H23 XE3250
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 52		H23 E2852		H23 XE3252
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 54		H23 E2854		H23 XE3254
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 56		H23 E2856		H23 XE3256
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 58		H23 E2558		H23 XE3258
Cup / Cupule EMERGENCE / EMERGENCE-E Ø 60				H23 XE3260

## Instrument set / Instrumentation

## H24 9100

Impactor body for Ø22 and 28 cups	Corps d'impacteur pour cupules Ø 22 et 28	H24 E001
Impactor handle	Manche d'impacteur	H24 E002
Orientation rod	Tige d'orientation	E28 007
Impaction tip for Ø22mm cup	Embout pour tête Ø22	H03 023
Impaction tip for Ø28mm cup	Embout pour tête Ø28	H03 024
Impactor body for Ø32 cups	Corps d'impacteur pour cupules Ø 32	H24 E003
Impaction tip for Ø32mm cup	Embout pour tête Ø32	H03 025
Ø22mm trial cups	Cupules d'essai Ø22	H24 2242, H24 2244 to/à H24 2258
Ø28mm trial cups	Cupules d'essai Ø28	H24 2840, H24 2842, H24 2844 to/à H24 2858
Ø32mm trial cups	Cupules d'essai Ø32	H24 3244 to/à H24 3260

Text in blue: optional items not included in standard set / texte en bleu : composants en option, non inclus dans l'instrumentation de base



### Note Legali:

Gli impianti EMERGENCE sono dei dispositivi medici impiantabili di III Classe indicati nelle nelle artroplastiche di prima intenzione (PTA).  
Gli impianti EMERGENCE sono destinati unicamente ad una fissazione cementata, NON UTILIZZARE questi dispositivi in caso di artroplastiche non cementate.  
Gli impianti EMERGENCE sono presi in carico dall'assicurazione medica.  
Il chirurgo è espressamente invitato a leggere attentamente le istruzioni, menzionate sulle modalità d'uso incluse nella confezione del DISPOSITIVO MEDICO, così come nel manuale di tecnica operatoria consegnato con il prodotto o disponibile al download sul sito [www.evolutis-group.com](http://www.evolutis-group.com).

### Materiali:

Cottile: UHMWPE conforme ISO 5834-1 e 2, filo in acciaio inossidabile conforme ISO 5832-1  
Confezione: VacUpac. Sterilizzazione: Raggi Gamma

**CE** 10 Place des Tuileries, 42720 Briennon, France  
18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France  
**2797** Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90

**Evolutis**  
GROUP

**Evolutis Italia S.r.l.**  
Via Lirone 60/C, 40013 – Castel  
Maggiore, Bologna, Italia  
Tel : +39 051 284 0007  
[customerservice@evolutisitalia.it](mailto:customerservice@evolutisitalia.it)  
[evolutis-group.com/it](http://evolutis-group.com/it)