

Instrumentation SNAPSHOT

Ref : H58 9110

STEMSYS MI
Posterior Approach

Panier pour Instruments
Tray for Instruments
H58 9007

Alésoir de démarrage
Starting Reamer
H01 006

Embout pousse-tête
pour têtes Ø36mm
Head pusher tip for
heads Ø36mm
H36 002

Corps de porte implant
Femoral stemholding
sleeve
H38 020

Ciseaux à spongieux
Box chisel
H72 004

Impacteur orienteur de tige
Final stem impactor
H01 029

Impacteur de tige
Stem impactor
H38 022

Manches voie
postérieure (x2)
Posterior approach
handle (x2)
H01 066

Embout pousse-tête pour
têtes Ø28 et 32mm
Head pusher tip for heads
Ø28 and 32mm
H02 001

Râpes fémorales
taille 9 à 20
Femoral rasps
size 9 to 20
H58 209 à/to H58 220

OPTIONS

Têtes d'Alésage Ø7,5 à 17,0mm
Reaming heads Ø7.5 to 17.0mm
Q.507-7.5 à/to Q.507-17

Arbre d'alésage flexible (x2)
Flexible Reaming Shaft (x2)
Q.507.01L et/and Q.597.02L

Tige Guide embout Olive 950mm
Guide Rod with ball tip 950mm
Q.507.05



Têtes d'essai Ø28 Ø32 Ø36
Trial heads Ø28 Ø32 Ø36
H02 S2280 à/to H02 S2363



Col d'essai Droit
Standard Trial neck
H72 024



Col d'essai Latéralisé
Offset Trial neck
H72 026

OPTIONS

H72 330	Fraise à Calcar Ø33	Calcar Reamer Ø33
H02 S2220	Tête d'essai Ø22 -2	Trial head Ø22 -2
H02 S2221	Tête d'essai Ø22 +0	Trial head Ø22 +0
H02 S2222	Tête d'essai Ø22 +2	Trial head Ø22 +2
H02 S2323	Tête d'essai Ø32 +8	Trial head Ø32 +8
H02 S2363	Tête d'essai Ø36 +8	Trial head Ø36 +8