


Evolutis  
C R E A T E U R F A B R I C A N T



**EMERGENCE<sup>®</sup>**

Fiche Produit  
*Product Sheet*



Cemented Chamley  
lipped Cup

*Cupule type Chamley à  
cimenter avec débord*

# References

## Cup / Cupule EMERGENCE

	Ø 22.2 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 58		H23 E2858

## Instrumentation H24 9100 Instrument set

Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100
Corps d'impacteur	H24 E001
Manche d'impacteur	H24 E002
Embout pour tête Ø22.2	H03 023
Embout pour tête Ø28	H03 024
Tige d'orientation	E28 007



### Mentions légales :

Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).  
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée. NE PAS UTILISER ces implants dans le cadres d'une arthroplastie sans ciment.  
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge, merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr).  
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com).

### Materials / Matériaux :

Cups: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, radiolucent ring in stainless steel according ISO 5832-1  
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging  
Cupules : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1  
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac

**CE** **Evolutis**  
10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France  
2797 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90  
[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)

