

Instrumentation SNAPSHOT

Ref : H58 9107
and H58 9109

STEMSYS MI Direct Anterior
and Antero-Lateral

Col d'essai Droit
Standard Trial neck
H72 024

Col d'essai Latéralisé
Offset Trial neck
H72 026

Têtes d'essai Ø28 Ø32 Ø36
Trial heads Ø28 Ø32 Ø36


Impacteur orienteur de tige
Final stem impactor
H01 029

Ciseaux à spongieux
Box chisel
H46 005

Impacteur de tige
Stem impactor
H38 022



Râpes fémorales
taille 9 à 20
Femoral rasps
size 9 to 20
H58 209 à/to H58 220



Manche voie antérieure
(x2)
Anterior approach
handle (x2)
H01 065
OU/OR
Manche voie antéro-
latérale
Antero-Lateral approach
handle
H01 067 et/and H01 068

Embout pousse-tête Ø35
Ø35 Head pusher tip
H36 002

Panier pour Instruments
Tray for Instruments
H58 9007 (DAA)
ou/or
H52 9009 (A-L)

Râpe de démarrage
Starting rasp
H01 062

Corps de porte implant
Femoral stem holding
sleeve
H38 020

Embout pousse-tête Ø26
Ø26 Head pusher tip
H02 001

OPTIONS

H72 330	Fraise à Calcar Ø33	Calcar Reamer Ø33
H02 S2220	Tête d'essai Ø22 -2	Trial head Ø22 -2
H02 S2221	Tête d'essai Ø22 +0	Trial head Ø22 +0
H02 S2222	Tête d'essai Ø22 +2	Trial head Ø22 +2
H02 S2323	Tête d'essai Ø32 +8	Trial head Ø32 +8
H02 S2363	Tête d'essai Ø36 +8	Trial head Ø36 +8

OPTIONS

Têtes d'Alésage Ø7,5 à 17,0mm
Reaming heads Ø7.5 to 17.0mm
Q.507-7.5 à/to Q.507-17

Arbre d'alésage flexible (x2)
Flexible Reaming Shaft (x2)
Q.507.01L et/and Q.597.02L

Tige Guide embout Olive 950mm
Guide Rod with ball tip 950mm
Q.507.05

