


UNIC[®] Stemless

Epyphyseal anatomic
shoulder prosthesis
*Prothèse d'épaule anatomique
à fixation épiphysaire*




REFERENCES

Ref.code		Description	Ø	H. (mm)	Radius (mm)	Mismatch (mm)
E37 001	Short anatomic stem S.25	Tige anatomique courte T.25	Ø25			
E37 002	Short anatomic stem S.28	Tige anatomique courte T.28	Ø28			
E37 003	Short anatomic stem S.31	Tige anatomique courte T.31	Ø31			
E37 004	Short anatomic stem S.34	Tige anatomique courte T.34	Ø34			
E37 005	Short anatomic stem S.38	Tige anatomique courte T.38	Ø38			
E37 M3512	Humeral head S.35/12	Tête humérale T.35/12	Ø35	H.12	21	-7
E37 M3712	Humeral head S.37/12	Tête humérale T.37/12	Ø37	H.12	22	-6
E37 M3912	Humeral head S.39/12	Tête humérale T.39/12	Ø39	H.12	23	-5
E37 M4113	Humeral head S.41/13	Tête humérale T.41/13	Ø41	H.13	24	-4
E37 M4116	Humeral head S.41/16	Tête humérale T.41/16	Ø41	H.16	24	-4
E37 M4415	Humeral head S.44/15	Tête humérale T.44/15	Ø44	H.15	24.5	-3.5
E37 M4418	Humeral head S.44/18	Tête humérale T.44/18	Ø44	H.18	24.5	-3.5
E37 M4617	Humeral head S.46/17	Tête humérale T.46/17	Ø46	H.17	25	-3
E37 M4620	Humeral head S.46/20	Tête humérale T.46/20	Ø46	H.20	25	-3
E37 M4918	Humeral head S.49/18	Tête humérale T.49/18	Ø49	H.18	26	-2
E37 M4921	Humeral head S.49/21	Tête humérale T.49/21	Ø49	H.21	26	-2
E37 M5220	Humeral head S.52/20	Tête humérale T.52/20	Ø52	H.20	27.5	-0.5
E37 M5223	Humeral head S.52/23	Tête humérale T.52/23	Ø52	H.23	27.5	-0.5
E27 130	Cemented anatomic glenoid S.1	Glène anatomique cimentée T.1	Ø30/22		28	
E27 133	Cemented anatomic glenoid S.2	Glène anatomique cimentée T.2	Ø33/24		28	
E27 136	Cemented anatomic glenoid S.3	Glène anatomique cimentée T.3	Ø36/26		28	



Instrumentation set (E38 9100): one tray for
humerus and for glenoid
Instrumentation (E38 9100): un seul plateau
pour l'humérus et pour la glène



Mentions légales :

Les implants articulaires d'épaule UNIC® Stemless sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires partielles (Hémiarthroplastie) ou totales (PTE) de l'épaule.
Les implants UNIC® Stemless sont pris en charge par l'assurance maladie.
Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0318 incluse dans le conditionnement du DMI ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com, ainsi que du manuel de technique opératoire E38 450 (FR) ou E38 451 (EN) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutis-group.com.

Materials / Matériaux :

Humeral stem: Titanium alloy according ISO 5832-3 and Calcium Hydroxyapatite coating
Cemented glenoid: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, and Stainless steel according ISO 5832-1 (radiolucent wire)
Humeral head: Cobaltchromium alloy according ISO 5832-12
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging
Tige humérale : Alliage de titane selon ISO 5832-3 revêtue Hydroxyapatite de Calcium
Glène cimentée : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, et Inox selon ISO 5832-1 (fil radiopère)
Tête humérale : Alliage de chromecobalt selon ISO 5832-12
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac