

Strumentario SNAPSHOT

Ref : G34 9107
ROLFLEX TONIC compl. PS

OPZIONE

Guida di fresatura
per blocco di taglio
PS intercondileo T1



Guida di
fresatura per
blocco di taglio
PS intercondileo
da T2 a T9
G34 F052 a
G34 F059



Spacer di prova da h.10 a 18 per
piatto fisso/tibia di prova
G34 T035 a G34 T038



OPZIONE


Spacer di prova da h.10 a 18 per
piatto fisso/tibia definitiva
G34 T078 a G34 T081



Pinza da
inclusioni per
piatto fisso
G34 T075



Inserto di prova PS TO
G34 T050



Inserto di prova PS T1
G34 T051

OPZIONE



Inserto di prova PS da
T2 a T8
G34 T052 a G34 T058



Fresa prepara blocco di
taglio PS
G34 F033
G34 F034
G34 F035

Canna di fresatura
per blocco PS
intercondileo
G34 F045
G34 F046
G34 F047



Spaziatori di prova da h10 a 18 per
fisso / tibia di prova T0
G34 T002 a G34 T005



Vassoio per strumenti
e coperchio
G34 9007 e S02 012