

UNIC[®] Stemless

*Epyphyseal anatomic shoulder
prosthesis*

Prothèse d'épaule anatomique
à fixation épiphysaire



REFERENCES

Ref.code	Description		Ø	H. (mm)	Radius (mm)	Mismatch (mm)
E37 001	Short anatomic stem S.25	<i>Tige anatomique courte T.25</i>	Ø25			
E37 002	Short anatomic stem S.28	<i>Tige anatomique courte T.28</i>	Ø28			
E37 003	Short anatomic stem S.31	<i>Tige anatomique courte T.31</i>	Ø31			
E37 004	Short anatomic stem S.34	<i>Tige anatomique courte T.34</i>	Ø34			
E37 005	Short anatomic stem S.38	<i>Tige anatomique courte T.38</i>	Ø38			
E37 M3512	Humeral head S.35/12	<i>Tête humérale T.35/12</i>	Ø35	H.12	21	-7
E37 M3712	Humeral head S.37/12	<i>Tête humérale T.37/12</i>	Ø37	H.12	22	-6
E37 M3912	Humeral head S.39/12	<i>Tête humérale T.39/12</i>	Ø39	H.12	23	-5
E37 M4113	Humeral head S.41/13	<i>Tête humérale T.41/13</i>	Ø41	H.13	24	-4
E37 M4116	Humeral head S.41/16	<i>Tête humérale T.41/16</i>	Ø41	H.16	24	-4
E37 M4415	Humeral head S.44/15	<i>Tête humérale T.44/15</i>	Ø44	H.15	24.5	-3.5
E37 M4418	Humeral head S.44/18	<i>Tête humérale T.44/18</i>	Ø44	H.18	24.5	-3.5
E37 M4617	Humeral head S.46/17	<i>Tête humérale T.46/17</i>	Ø46	H.17	25	-3
E37 M4620	Humeral head S.46/20	<i>Tête humérale T.46/20</i>	Ø46	H.20	25	-3
E37 M4918	Humeral head S.49/18	<i>Tête humérale T.49/18</i>	Ø49	H.18	26	-2
E37 M4921	Humeral head S.49/21	<i>Tête humérale T.49/21</i>	Ø49	H.21	26	-2
E37 M5220	Humeral head S.52/20	<i>Tête humérale T.52/20</i>	Ø52	H.20	27.5	-0.5
E37 M5223	Humeral head S.52/23	<i>Tête humérale T.52/23</i>	Ø52	H.23	27.5	-0.5
E27 130	Cemented anatomic glenoid S.1	<i>Glène anatomique cimentée T.1</i>	Ø30/22		28	
E27 133	Cemented anatomic glenoid S.2	<i>Glène anatomique cimentée T.2</i>	Ø33/24		28	
E27 136	Cemented anatomic glenoid S.3	<i>Glène anatomique cimentée T.3</i>	Ø36/26		28	




Dimensions of anatomic head:
choice of 2 heights from Ø 41 to 52
Dimensions des têtes anatomiques :
choix de 2 hauteurs du Ø 41 au 52

Cemented anatomic glenoid:
constant gap between the fixation
pegs for all 3 sizes
Glènes anatomiques cimentées :
écartement fixe entre les plots pour
les 3 tailles



Humeral stem Ø 25 to 38,
humeral head Ø 35 to 52
Tige humérale Ø 25 à 38,
tête humérale Ø 35 à 52

Instrumentation set (E38 9100): one tray
for humerus and for glenoid
Instrumentation (E38 9100): un seul
plateau pour l'humérus et pour la glène



Mentions légales :

Les implants articulaires d'épaule UNIC® Stemless sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires partielles (Hémiarthroplastie) ou totales (PTE) de l'épaule.

Les implants UNIC® Stemless sont pris en charge par l'assurance maladie.

Le chirurgien est expressément invité à prendre connaissance des instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0318 incluse dans le conditionnement du DMI ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com, ainsi que du manuel de technique opératoire E38 450 (FR) ou E38 451 (EN) délivré à la mise en place du produit dans son établissement ou disponible également en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Materials / Matériaux :

Humeral stem: Titanium alloy according ISO 5832-3 and Calcium Hydroxyapatite coating

Cemented glenoid: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, and Stainless steel according ISO 5832-1 (radiolucent wire)

Humeral head: Cobalt-chromium alloy according ISO 5832-12

Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging

Tige humérale : Alliage de titane selon ISO 5832-3 revêtue Hydroxyapatite de Calcium

Glène cimentée : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, et Inox selon ISO 5832-1 (fil radio-repère)

Tête humérale : Alliage de chrome-cobalt selon ISO 5832-12

Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France
0426 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

